

## EXS «Rightway Gold» 12 zweifarbige Kondome für einfaches Überziehen - auch für Anfänger geeignet

12 Dual?Color Latex?Kondom mit goldfarbener Außenspitze und weißer Innenseite – verhindert Falschrum-Auflegen, leicht befeuchtet, vegan & zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 53mm.

EXS Rightway Gold ist das erste Kondom, das schon beim Auspacken zeigt, wie es richtig anzulegen ist – **ohne Herumprobieren, ohne wiederholtes Umdrehen**. Dank der **zweifarbigen Gestaltung mit goldener Außenspitze und weißer Innenseite** gehört die Unsicherheit beim Überziehen der Vergangenheit an. Besonders in Momenten, in denen es schnell gehen soll oder Nervosität eine Rolle spielt, verschafft dieses Kondom mehr Klarheit, Sicherheit und Selbstvertrauen.

Mit **53?mm nominaler Breite**, geradem Zylinderschnitt und **Silikonöl-Befeuchtung** sorgt es für einen angenehmen Sitz und geschmeidige Gleitfähigkeit. Das **Naturkautschuklatex** ist **elektronisch geprüft, vegan und PETA-geprüft**. Die Herstellung erfolgt unter strengen Qualitätsstandards.

Ob beim ersten Mal oder als erfahrene Nutzer – Rightway hilft, **peinliche Unterbrechungen zu vermeiden** und den Moment ungestört zu genießen. In jeder Packung befinden sich 12 Kondome – entwickelt für alle, die Intimität ohne Kompromisse erleben wollen.



### Produkteigenschaften:

- Marke: EXS
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 46 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Besonderheiten: Schnell abrollen, Farbig
- Farbe: weiß, gold
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Materialeigenschaften: Vegan, Spermizidfrei, Parfümfrei, Geschmacksneutral, Benzocainfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- ungefähre Wandstärke: mittel (0,06 bis 0,07 mm)
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.  
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.  
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.  
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.  
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.** (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, [www.myrrt.de](http://www.myrrt.de), [liza@myrrt.de](mailto:liza@myrrt.de)



**EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümmel Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, [www.myrrt.de](http://www.myrrt.de), [nils@myrrt.de](mailto:nils@myrrt.de)



**Importeur: LTC Healthcare Europe Ltd.**

Unit 3D, North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork, T23 AT2P, Irland,  
[www.ltchealthcare.co.uk](http://www.ltchealthcare.co.uk), [info@ltchealthcare.co.uk](mailto:info@ltchealthcare.co.uk)



**Benannte Stelle: (CE 1639) SGS Belgium NV**

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, [www.sgs.com](http://www.sgs.com), [info@sgs.com](mailto:info@sgs.com)