

GTIN (EAN-13): 4008600439424

## Billy Boy «Bunte Vielfalt» 3 bunt gemischte Kondome

**3 bunte Kondome (rot, schwarz, grün) aus Naturkautschuklatex, befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 52mm.**

Die **Billy Boy „Bunte Vielfalt“ Kondome** bringen Farbe in Ihr Liebesleben. Diese Packung enthält **drei Kondome** in den Farben **Rot, Schwarz und Grün**, die aus **Naturkautschuklatex** gefertigt und mit **Silikonöl** befeuchtet sind, um eine einfache Anwendung und ein geschmeidiges Gefühl zu gewährleisten. Mit einer **nominalen Breite von 52 mm** und einer **Länge von 180 mm** bieten diese Kondome eine bequeme Passform und zusätzlichen Schutz durch das **zylindrische Design mit Reservoir**.

Ideal für diejenigen, die Sicherheit und Abwechslung suchen, bieten diese farbigen Kondome ein angenehmes Tragegefühl und zuverlässigen Schutz. **Billy Boy**, eine renommierte Marke aus Deutschland, steht für Qualität und Innovation in der Verhütung. Die Kondome erfüllen alle europäischen Sicherheitsstandards und werden einzeln getestet, um höchste Zuverlässigkeit zu gewährleisten.



### Produkteigenschaften:

- Marke: Billy Boy
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 12 g
- Länge: 180 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: schwarz, rot, grün
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfelie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: MAPA GmbH** (DE-MF-000017639)  
Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, [mapa.de](http://mapa.de), [jens.lottermoser@newellco.com](mailto:jens.lottermoser@newellco.com)



**Benannte Stelle: (CE 0197) TÜV Rheinland LGA Products GmbH**  
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)