


My.Size PRO «49mm» 3 Kondome hypoallergen, passgenau, sicher

3 gefühlsechte Maßkondome aus hypoallergenem VYTEX-Latex.
Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 49mm, Länge: 160mm. Ohne Latexgeruch.



GTIN (EAN-13): 4025838403492

Die **My.Size PRO 49mm Kondome** im **3er-Pack** sind ideal für Menschen, die eine schmalere Passform bevorzugen. Mit einer **nominalen Breite von 49 mm** und einer Länge von **160 mm** bieten sie zuverlässigen Schutz und ein angenehmes Tragegefühl. Hergestellt aus hypoallergenem **VYTEX-Latex**, mit über **90 % weniger allergieauslösenden Proteinen**, sind sie besonders hautfreundlich und minimieren das Risiko von Latexallergien. Die **zylindrische Form mit Reservoir** und die **silikonbefeuchtete Oberfläche** erleichtern die Anwendung und sorgen für zusätzlichen Komfort. Transparent, geruchsneutral und **für Veganer geeignet**, werden sie unter höchsten Qualitätsstandards produziert und elektronisch geprüft.



Produkteigenschaften:

- Marke: My.Size
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 18 g
- Länge: 160 mm
- Nominale Breite: 49 mm
- Wandstärke: 0,050 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex, hypoallergen
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.** (MY-MF-000023324)
Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)
Heinrich Kümme Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: **R&S consumer goods GmbH**
Wasserburger Landstr. 264, 81827 München, Deutschland, www.rsgermany.de, info@rsgermany.de



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com