Produktdatenblatt Stand: 20.08.2024

Sico «Grip» 3 Kondome mit verstärktem Rollrand für besseren Sitz

3 abrutschsichere Kondome aus Naturkautschuklatex, mit verstärktem Rollrand. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 52mm.



GTIN (EAN-13): 4013006108027

Die **Sico «Grip» Kondome** bieten durch ihren innovativen, verstärkten Rollrand einen außergewöhnlich sicheren Sitz, der das Risiko des Abrutschens minimiert. Mit einer nominalen Breite von <u>52mm</u> und einer Länge von <u>180mm</u> sind diese Kondome aus hochwertigem *Naturkautschuklatex* gefertigt und bieten zuverlässigen Schutz und Komfort. Die Befeuchtung mit Silikonöl erleichtert das Anlegen und erhöht den Genuss.

Diese Kondome sind speziell für Benutzer konzipiert, die Wert auf zusätzliche Sicherheit legen. Der verdickte Ring am Ende des Kondoms, der einen geringeren Durchmesser als der Rest des Kondoms aufweist, verbessert den Sitz erheblich und bietet eine effektive Lösung für häufige Bedenken bezüglich des Abrutschens von Kondomen.

- Verstärkter Rollrand für verbesserten Halt und Sicherheit
- Extra dickes Latex für erhöhte Widerstandsfähigkeit
- Transparentes Design für ein ungestörtes Erlebnis



In jeder Packung befinden sich 3 einzeln verpackte **abrutschsichere Kondome**, die ideal für jüngere Benutzer und Erwachsene sind, die das Risiko des Abrutschens reduzieren und die Erektionsdauer möglicherweise verlängern möchten. Die Entwicklung dieses Produkts basiert auf dem Bedarf an einem Kondom, das ohne zusätzliche Hilfsmittel wie einen Penisring einen sicheren Sitz gewährleistet.

Wählen Sie Sico «Grip» Kondome für ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit und genießen Sie unbeschwerte Momente der Intimität. Für weitere Informationen und Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns für eine diskrete Beratung.

Produkteigenschaften:

Marke: Sico

Anzahl Kondome: 3Gewicht: 14 gLänge: 180 mm

Nominale Breite: 52 mm
Wandstärke: 0,070 mm
Farbe: transparent
Form: zylindrisch
Gleitmittel: befeuchtet

• Material: Latex (Naturkautschuk)

· Reservoir: mit Reservoir

• Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: CPR GmbH (DE-MF-000007170)

Im Kirchenfelde 8, 31157 Sarstedt, Deutschland, www.cpr-germany.com, info@cpr-germany.com



Benannte Stelle: (CE 0197) TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com