

## Ritex «Sondosecur» Schutzhüllen ohne Gleitmittel und ohne Reservoir, Ø 34mm, 200 Stück


**200 Schutzhüllen aus Naturkautschuklatex, lose verpackt (ohne Siegelfolie). Unbefeuhtet (trocken), naturfarben, zylindrisch ohne Reservoir, Durchmesser: 34mm.**

Die Ritex Sondosecur Schutzhüllen sind speziell für den medizinischen Einsatz entwickelt und bestehen aus **Naturkautschuklatex**. Sie sind **trocken, transparent und unbefeuhtet**, mit einer **zylindrischen Form ohne Reservoir**. Mit einem Durchmesser von **34 mm** und einer Länge von **mindestens 200 mm** eignen sie sich für verschiedene medizinische Anwendungen, darunter die **vaginale Sonografie**, als **Katheter-Schutz** oder zur **Abdeckung medizinischer Instrumente**.

Jede Verpackung enthält **200 Stück**, die **lose verpackt und ohne zusätzliche Siegelfolie** geliefert werden. Die Schutzhüllen sind **gepudert** und **gerollt**, was die Handhabung erleichtert.

Hergestellt in **Deutschland**, erfüllen die Ritex Sondosecur höchste Qualitätsstandards. Da sie aus **Naturkautschuklatex** bestehen, sollten sie nicht von Personen mit **Latexallergien** oder empfindlicher Haut verwendet werden.

**Wichtiger Hinweis:** Diese Schutzhüllen sind **nicht steril** und daher nicht für sterile Anwendungen geeignet. Sie sind für den **einmaligen Gebrauch** vorgesehen und sollten **kühl, trocken und lichtgeschützt** gelagert werden.



GTIN (EAN-13): 4001669027342



### Produkteigenschaften:

- Marke: Ritex
- Anzahl Kondome: 200
- Gewicht: 424 g
- Länge: 200 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Farbe: natur
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: trocken
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Materialeigenschaften: Spermizidfrei, Silikonfrei, Parfümfrei, Geschmacksneutral, Farbstofffrei, Benzocainfrei
- Reservoir: ohne Reservoir
- ungefähre Wandstärke: mittel (0,06 bis 0,07 mm)
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Ritex GmbH** (DE-MF-000005708)

Gustav-Winkler-Straße 50, 33699 Bielefeld, Deutschland, [www.ritex.de](http://www.ritex.de), [ritex@ritex.de](mailto:ritex@ritex.de)