

GTIN (EAN-13): 4019514500759

Amor «Mix» 3 stimulierende Kondome mit verschiedenen Texturen


3 gemischte Kondome aus Naturkautschuklatex. 1x Rippenkondom, 1x Noppenkondom, 1x gerippt/genopptes Kondom. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, naturfarben, nominale Breite: 52-54mm.

Das Amor «Mix» 3er Pack bietet eine aufregende Möglichkeit, neue Stimulationen im Liebesleben zu erleben. Diese Packung enthält **3 Kondome mit unterschiedlichen Texturen**: ein Rippenkondom, ein Noppenkondom und ein Kondom mit kombinierter Rippen- und Noppenstruktur. Diese Vielfalt an Oberflächen sorgt für abwechslungsreiche Empfindungen und erlaubt es, die Intensität nach eigenen Vorlieben zu variieren.

Gefertigt aus **hochwertigem Naturkautschuklatex** und befeuchtet mit einem sanften Silikonöl-Gleitmittel, bieten diese Kondome ein angenehmes, reibungsloses Gefühl. Mit einer Breite von 52 bis 54 mm und einer Länge von 175 bis 190 mm passen sie sich perfekt an und gewährleisten so Sicherheit und Komfort. Die zylindrische Form mit Reservoir sorgt für zusätzlichen Schutz. Seit Jahrzehnten steht Amor für Qualität und Sicherheit und produziert in Deutschland nach höchsten Standards.

Das Amor «Mix» Set ist ideal für Paare, die Abwechslung und intensivere Momente im Liebesleben suchen. Jede Packung bietet Qualität und eine Mischung für ein unvergessliches Erlebnis.

Material: Naturkautschuklatex | **Farbe:** Natur | **Gleitmittel:** Silikonöl | **Form:** Zylindrisch mit Reservoir | **Struktur:** Rippen, Noppen, Rippen und Noppen | **Packungsgröße:** 3er Pack



Produkteigenschaften:

- Marke: Amor
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 14 g
- Farbe: natur
- Form: zylindrisch, konturiert
- Gleitmittel: befeuchtet
- ungefähre Länge: normal (175 -190 mm)
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- ungefähre Nominale Breite: mittel (52 - 54 mm)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Rippen, Noppen und Rippen, Noppen
- ungefähre Wandstärke: mittel (0,06 bis 0,07 mm)
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Amor Gummiwaren GmbH (DE-MF-000007363)
August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt, Deutschland, www.amor.ag, info@amor.ag



Benannte Stelle: (CE 0197) TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com