


MyONE «Custom Fit» Maßkondome, Größe 64G (12 St.)

MyONE Maßkondome in Größe 64G (ehemals O22). Nominale Breite: 64mm, Länge: 168mm. Befeuchtet, transparent, zylindrisch mit Reservoir. Extradünn (0.055mm)!



GTIN (EAN-13): 0726893511095

MyONE Maßkondome in Größe 64 G
Nominale Breite: 64mm, Länge: 168mm

MyONE «Custom Fit» Maßkondome in Größe 64G sind auf **maximalen Tragekomfort** und eine **perfekte Passform** abgestimmt. Mit **52 verfügbaren Größen**, bestehend aus 10 Längen und 9 Breiten, wird eine präzise Anpassung ermöglicht. Das **FitKit™** hilft dabei, die **passende Größe** schnell und einfach zu ermitteln.

Gefertigt aus **Sensatex™-Latex**, sind die Kondome **30 % dünner** als herkömmliche Modelle und sorgen für ein **natürlicheres Gefühl**. Ein **druckreduzierter MicroRoll-Rand** verhindert unangenehme Druckstellen und minimiert das Risiko eines Aufrollens. Dank **Total Glide** sind die Kondome **vollständig befeuchtet**, was das **Abrollen** und die Anwendung erleichtert.



Die **transparenten Premium-Kondome** sind **zylindrisch geformt** und mit einem **Reservoir** ausgestattet. Die Wandstärke beträgt nur **0,055 mm**. In jeder **Packung** befinden sich **12 Kondome** mit individuell gestalteten **Foliendesigns**.

Vor der ersten Benutzung von MyOne-Kondomen sollten Sie mit unserem nebenstehenden [FitKit™](#) die für Sie empfohlene Kondomgröße ermitteln.

Packung mit 12 transparenten, befeuchteten Premium-Kondomen aus Naturkautschuklatex. Foliendesigns können von den Abbildungen abweichen, da jede Packung unterschiedliche Foliendesigns enthalten kann.

Produkteigenschaften:

- Marke: MyOne
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 100 g
- Länge: 168 mm
- Nominale Breite: 64 mm
- Wandstärke: 0,055 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)

PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,
www.karex.com.my, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com