


Ceylor «Extra Strong» 6 starke Kondome, hygienisch verpackt

6 verstärkte Kondome aus Naturkautschuklatex (0.1mm), verpackt im hygienischen Dösli. Befeuchtet mit Gleitgel auf Silikonbasis, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 53mm.



GTIN (EAN-13): 7614700028818

Ceylor Extra Strong vereint **Schweizer Präzision mit maximaler Sicherheit**. Diese transparenten Kondome bestehen aus hochwertigem Naturkautschuklatex und sind mit einer **verstärkten Wandstärke von 0,1 mm** versehen, die zusätzlichen Schutz und Stabilität bietet. Mit einer **nominalen Breite von 53 mm** und einer Länge von 185 mm bieten sie eine optimale Passform und sorgen für Komfort bei intensiven Anwendungen. Die zylindrische Form mit Reservoir und das **Silikonöl-basierte Gleitmittel** machen die Anwendung angenehm und sicher.

Die Packung enthält **6 hygienisch einzeln verpackte Kondome**, die im typischen **Ceylor Dösli** geliefert werden. Dieses Design garantiert höchste Hygiene und schützt die Kondome zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Die robuste Struktur des Latexmaterials sorgt dafür, dass diese Kondome auch bei längerer Beanspruchung zuverlässig halten.



Mit über **100 Jahren Erfahrung** in der Kondomherstellung steht Ceylor für höchste Standards in Qualität und Sicherheit. Die Produkte erfüllen strenge europäische Normen und tragen das Schweizer OK-Siegel. Ceylor Extra Strong ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf zusätzliche Sicherheit und Komfort legen.

Produkteigenschaften:

- Marke: Ceylor
- Anzahl Kondome: 6
- Gewicht: 38 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,100 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Japan (JP)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Sagami Rubber Industries Co. Ltd** (JP-MF-000040149)

2-1 Motocho, Atsugi, Kanagawa 243-0002, Japan, satoshi.arima@sagami-gomu.co.jp



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Sagami Europe SARL** (FR-AR-000038926)

12c Rue du Château, Château de Brugheas, 03700 BRUGHEAS SIREN, Frankreich, www.sagami-europe.com,
admin@sagami-europe.com



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com