

Skins «Strawberry» 4 Kondome mit feinem Erdbeeraroma - ohne Latexgeruch


4 fruchtige Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Erdbeer-Aroma. Ohne Latexgeruch. Stark befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 55mm.

Die **Skins Strawberry Kondome** verbinden zuverlässige Sicherheit mit fruchtigem Duft. Im **praktischen 4er-Pack** erhältlich, überzeugen sie mit einem **dezenten Erdbeeraroma**, das den sonst typischen Latexgeruch vollständig neutralisiert.

Gefertigt aus **Naturkautschuklatex mit nur 0,06 mm Wandstärke**, bieten sie ein besonders intensives Empfinden. Mit ihrer **nominalen Breite von 55 mm, zylindrischen Form mit Reservoir** und transparenter Farbe passen sie sich ideal an und sorgen für hohen Komfort.

Die **extra starke Befeuchtung mit Silikonöl** verbessert das Gleitverhalten und minimiert das Risiko mechanischer Reizung. Jedes Kondom ist **einzeln verpackt**, was für maximale Hygiene und einfache Anwendung sorgt.

Skins setzt bei der Produktion auf hochwertige Materialien und kundennahe Sortenentwicklung – die beliebte Erdbeer-Variante ist jetzt auch **sortenrein** verfügbar.



GTIN (EAN-13): 5037353004275



Produkteigenschaften:

- Marke: SKINS
- Anzahl Kondome: 4
- Gewicht: 17 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 55 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Aroma: Erdbeer
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: extra feucht
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: China (CN)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Dalian Latex Co., Ltd.

CWP8+9RX, Pulandian District, Dalian, Liaoning, 116299, China, www.dalianlatex.com, dlrjc8@126.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: CEpartner4U (NL-AR-000000111)

Esdoomlaan 13, 3951 DB Maam, Niederlande, www.cepartner4u.com, office@cepartner4u.com



Importeur: Adloran GmbH (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 0197) TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com