


Durex «Überrasch' mich» 10 Markenkondome im Mix für überraschende Abwechslung

10 gemischte Markenkondome aus Naturkautschuklatex, 4 Sorten. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch oder Easy-On™-Passform mit Reservoir, transparent oder rot (mit Aroma), nominale Breite: 52-56mm.



GTIN (EAN-13): 4002448189329

Durex «Überrasch' mich» ist eine Kondom-Mischung, die vier unterschiedliche Sorten für Abwechslung im Liebesleben bietet. Enthalten sind **10 Markenkondome** aus Naturkautschuklatex: **2 x aromatisiert (Erdbeere)**, **4 x extra dünn**, **2 x extra stark und genoppt** sowie **2 x extra stark und gerippt**. Die nominale Breite variiert zwischen **52–56 mm**, und die Kondome sind entweder transparent oder rot. Dank der **Silikonöl-Beschichtung** und der Auswahl zwischen zylindrischen und Easy-On™-Formen wird ein angenehmer Sitz gewährleistet. Jedes Kondom verfügt über ein Reservoir und wird einzeln elektronisch geprüft, um die höchsten Sicherheitsstandards zu garantieren. Diese vielseitige Packung ist ideal für Paare, die verschiedene Texturen und Stärken ausprobieren möchten. Mit Durex entscheiden Sie sich für hochwertige Kondome, die Komfort und Sicherheit vereinen.



10 Kondome für bunten, fruchtigen Spaß und heiße Abwechslung:

- * 2 x farbig & aromatisiert (Erdbeere)
- * 4 x extra dünn
- * 2 x extra stark und genoppt
- * 2 x extra stark und gerippt

Alle Kondome mit Feuchtbeschichtung und Reservoir.

Produkteigenschaften:

- Marke: Durex
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 40 g
- Aroma: Erdbeer
- Farbe: transparent, rot
- Form: zylindrisch, Passform
- Gleitmittel: extra feucht, befeuchtet
- ungefähre Länge: normal (175 -190 mm), extra groß (ab 190 mm)
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- ungefähre Nominale Breite: mittel (52 - 54 mm), breit (ab 54 mm)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Noppen und Rippen
- ungefähre Wandstärke: stark (ab 0,07 mm), mittel (0,06 bis 0,07 mm), dünn (unter 0,06 mm)
- Herkunftsland: Großbritannien (GB)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd** (GB-MF-000035615)

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS East Yorkshire, Großbritannien, www.reckitt.com, GRAMedicalDevices@reckitt.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **RB NL Brands B.V.** (NL-AR-000006055)

Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande, www.reckitt.com, GRAMedicalDevices@reckitt.com



Importeur: **Reckitt Benckiser Deutschland GmbH** (DE-IM-000040085)

Darwinstraße 2-4, 69115 Heidelberg, Deutschland, www.reckitt.com/de, info.de@reckitt.com



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com