


Glyde Ultra «Maxi Red» 10x10 rote XL-Kondome, zertifiziert mit der Vegan-Blume, Vorteilspackung

10x10 vegane XL-Kondome aus Naturkautschuklatex. Gefühlsecht und reißfest, befeuchtet mit Silikonöl ohne Zusätze, zylindrisch mit Reservoir, rot, nominale Breite: 56mm, Länge: 195mm.

Die Glyde Ultra „Maxi Red“ Kondome sind speziell für Männer konzipiert, die größere Größen benötigen. Mit einer nominalen Breite von **56 mm** und einer Länge von **195 mm** bieten sie eine sichere und komfortable Passform. Das patentierte Double-Dipping-Verfahren sorgt für hohe Reißfestigkeit bei gleichbleibend dünnem Material, was ein gefühlsechtes Erlebnis ermöglicht. **Rote Farbe** verleiht dem Produkt eine außergewöhnliche Optik, während die **Silikonöl-Beschichtung ohne Zusätze** ideal für empfindliche Haut ist. Die 10x10 Vorteilspackung enthält 100 hygienisch einzeln verpackte Kondome, die nicht nur nachhaltig produziert, sondern auch vegan zertifiziert sind. Glyde steht für hochwertige Intimprodukte und eine umweltbewusste Produktion.



GTIN (EAN-13): 9343359009777



Produkteigenschaften:

- Marke: Glyde
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 550 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 56 mm
- Wandstärke: 0,062 mm
- Farbe: rot
- Form: zylindrisch
- Material: Latex, hypoallergen
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Innolates Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001246)

Lot 591&594, Persiaran Raja Lumu, Pandamaran Industrial Estate, Port Klang, Selangor 42000, Malaysia,
www.innoltx.com, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com