


Oebre CLUB-Condom «Tutti-Frutti», 100 Kondome mit Tutti-Frutti-Geschmack

100 Club-Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Tutti-Frutti-Geschmack. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 53mm.

Die Oebre „Tutti-Frutti“ Club Kondome, 100 Stück, bieten ein besonderes Erlebnis durch ihr **fruchtiges Tutti-Frutti-Aroma**. Gefertigt aus **Naturkautschuklatex**, sind diese Kondome transparent und sorgen dank ihrer **nominalen Breite von 53 mm** und einer **Wandstärke von 0,068 mm** für eine angenehme Passform.

Die Kondome sind **zylindrisch geformt** und mit **Silikonöl** befeuchtet, um eine optimale Gleitfähigkeit zu gewährleisten. Ein **Reservoir** bietet zusätzlichen Schutz. Diese Kondome sind ideal für Clubs und den regelmäßigen Gebrauch geeignet.

Produziert auf deutschen Maschinen unter strengen Qualitätskontrollen, sind die Oebre Club Kondome in einem praktischen **100er-Pack** hygienisch verpackt und mit Gebrauchsanleitung ausgestattet.



GTIN (EAN-13): 9556807311579



Produkteigenschaften:

- Marke: Oebre
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 314 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,068 mm
- Aroma: Tutti-Frutti
- Besonderheiten: Aromatisiert
- Duft: Fruchtig
- Farbe: natur
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Materialeigenschaften: Spermizidfrei, Benzocainfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- Medizinprodukt: ja
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Eurolatex Sdn. Bhd.** (MY-MF-000003748)

Plot 33, Kuala Ketil Industrial Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.eurolatex.net,
deveneurolatex@gmail.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Wellkang Ltd.** (XI-AR-000001836)

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Rd. Derry, BT48 8SE, Irland, www.CE-marking.eu,
AuthRep@CE-marking.eu



Importeur: **OEBRE Handels GmbH**

Paul-Robeson-Str. 50, 10439 Berlin, Deutschland, www.oebre.de, info@oebre.de



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com