


Masculan «Typ 5» (XXL) 3 größere Kondome für ausreichend Platz

3 große Kondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, naturfarben, nominale Breite: 54mm, Länge: 190mm.



GTIN (EAN-13): 4019042000356

Masculan «Typ 5» XXL-Kondome sind die ideale Wahl für Männer, die mehr Platz und Komfort bevorzugen. Mit einer nominalen Breite von **54 mm** und einer Länge von **190 mm** bieten sie optimalen Schutz bei höchster Bequemlichkeit. Die Kondome bestehen aus Naturkautschuklatex, sind mit einem Silikonöl-Gleitfilm befeuchtet und verfügen über ein praktisches Reservoir. Ihre glatte Oberfläche sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, während die präzise geprüfte Premiumqualität Sicherheit und Verlässlichkeit garantiert. Das dezente, naturfarbene Design sowie die hohe Elastizität machen diese Kondome besonders benutzerfreundlich. Verfügbar im praktischen 3er-Pack, sind sie perfekt für verantwortungsvollen Schutz geeignet. Besonders beliebt in Osteuropa, überzeugen diese Kondome weltweit durch Qualität und Komfort.



Produkteigenschaften:

- Marke: Masculan
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 16 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 54 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Farbe: natur
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **M.P.I. Pharmaceutica GmbH** (DE-MF-000010150)
An der Alster 47, 20099 Hamburg, Deutschland, mpi-pharma.com, germany@mpi-pharma.de



Importeur: **M.P.I. Pharmaceutica GmbH**
An der Alster 47, 20099 Hamburg, Deutschland, mpi-pharma.com, germany@mpi-pharma.de



Benannte Stelle: (CE 0482) **DNV MEDCERT GmbH**
Pilatuspool 2, 20355 Hamburg, Deutschland, www.medcert.de, medcert-info@dnv.com