

## Pasante «King Size» 3 extra große XXL-Kondome für Männer, die mehr Platz brauchen


**3 extra große Kondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 60mm, Länge: 205mm.**

Testen Sie unseren Bestseller! Jetzt auch in der Probierverschmückung, drei besonders große XXL-Kondome aus Großbritannien!

Pasante King Size sind mit mindestens 205 mm Länge und 60 mm Breite großzügig bemessen und ideal für alle, die mehr Platz brauchen oder denen normale Kondome zu eng bzw. zu kurz sind. King Size = King Quality!

Englische Kondome entsprechen allen geltenden EU-Normen und -standards. Pasante Healthcare gehört zu den führenden Herstellern in Großbritannien und arbeitet nicht nur auf dem freien Markt, sondern ist auch eng mit dem National Health System verbunden und auf dem Gebiet der sexuellen Aufklärung in der Öffentlichkeit tätig.

Pasante King Size condoms are regular shape, teat-ended condoms, which have been made wider and longer than standard condoms to provide extra comfort to those who find regular condoms too tight or too short. For extra lubrication, best used with water-based lubricants. Safe for oral, vaginal and anal sex.



GTIN (EAN-13): 5060150680700



### Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 18 g
- Länge: 205 mm
- Nominale Breite: 60 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.  
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.  
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfelie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.  
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.  
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.  
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)  
Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, [www.medicallatex.com](http://www.medicallatex.com),  
[khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



**EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: Advena Limited** (MT-AR-000000234)  
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prrc@advena.mt](mailto:prrc@advena.mt)



**Importeur: Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)  
Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, [advena.mt](http://advena.mt), [importer@advena.mt](mailto:importer@advena.mt)



**Benannte Stelle: (CE 2797) BSI Group The Netherlands B.V.**  
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, [www.bsigroup.com](http://www.bsigroup.com),  
[info.nl@bsigroup.com](mailto:info.nl@bsigroup.com)