

## Loovara 69 «Moose» 3 strapazierfähige Maßkondome aus Fairtrade-Latex


**3 Maßkondome aus fair gehandeltem Naturkautschuklatex ohne tierische Inhaltsstoffe. Höhere Wandstärke, befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 69mm, Länge: 200mm.**

LOOVARA "Moose" (Elch) steht für ein Kondom mit der Größe 69mm (entspricht einem Penisumfang von 14,1-15,1 cm).


Jeder Penis ist einzigartig. One size fits all gibts bei uns nicht. LOOVARA hat für Sie nämlich sieben verschiedene Kondomgrößen, die alle super gefühlsecht und passgenau sind, Ihren Penis weder einengen, noch zu viel Spielraum lassen. Man könnte sagen: Es passt wie angegossen und so soll es sich auch anfühlen.

Für noch mehr Sicherheit haben die LOOVARA Kondome eine etwas höhere Wandstärke. Daher sind sie für härtere Belastungen, ein langes Liebespiel und auch für Analverkehr bestens geeignet.

Die Kondome sind zugelassene Medizinprodukte und erfüllen höchste Qualitätsstandards. Selbstverständlich werden die Kondome einzeln elektronisch geprüft und werden aus fair gehandeltem Kautschuk (Fair Rubber) und ohne tierische Inhaltsstoffe hergestellt.



GTIN (EAN-13): 4059194425621



### Produkteigenschaften:

- Marke: Loovara
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 20 g
- Länge: 200 mm
- Nominale Breite: 69 mm
- Wandstärke: 0,075 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)  
PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,  
[www.karex.com.my](http://www.karex.com.my), [khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



**EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: Advena Limited** (MT-AR-000000234)  
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prrc@advena.mt](mailto:prrc@advena.mt)



**Importeur: Loovara Intimate GmbH**  
Birkenstraße 22, 10559 Berlin, Deutschland, [loovara.de](http://loovara.de), [info@loovara.com](mailto:info@loovara.com)



**Benannte Stelle: (CE 0123) TÜV SÜD Product Service GmbH**  
Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)