


ONE «Vanish Superthin» 12 dünne Kondome mit Move Lube für ein natürliches Gefühl - vegan & ohne schädlichen Inhaltsstoffe



GTIN (EAN-13): 0726893115019

12 dünne Kondome aus super weichem Sensatex®-Latex. Vegan und gentechnikfrei, ohne schädliche Inhaltsstoffe. Befeuchtet mit Move Lube, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 53mm.

Die **ONE «Vanish Superthin» Kondome** ermöglichen durch ihre extrem dünne Wandstärke ein intensives Gefühlserlebnis. Mit einer Wandstärke von nur **0,055 mm** sind sie **25 % dünner** als herkömmliche Kondome und sorgen für einen besseren Hautkontakt. Das eingesetzte **Sensatex®-Latex** ist weich, elastisch und passt sich optimal an.

Die **nominale Breite beträgt 53 mm**, die Länge **191 mm**. Die zylindrische Form mit Reservoir sorgt für Sicherheit und Komfort. Das spezielle **Move Lube Silikonöl** macht die Oberfläche besonders gleitfähig und unterstützt eine geschmeidige Anwendung.

Diese Kondome sind vegan, parabenfrei und frei von schädlichen Stoffen. Sie werden dreifach geprüft und erfüllen höchste Qualitätsstandards. Verpackt in einer umweltfreundlichen Papierhülse, sind die **ONE Vanish Superthin Kondome** eine nachhaltige Wahl für bewusste Nutzer.



Produkteigenschaften:

- Marke: ONE
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 94 g
- Länge: 191 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,055 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: extra feucht
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)
PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,
www.karex.com.my, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)
Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**
Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com