


Pasante «Hearts» 144 romantische Kondome für Verliebte, in Herz-Folien

144 romantische Kondome aus Naturkautschuklatex, in herzförmigen Folien. Befeuchtet mit Silikonöl, rot, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 53mm.



GTIN (EAN-13): 5060150685415

Bei uns finden Sie den Beweis dafür, dass Kondome nicht langweilig aussehen müssen. Bunt bedruckte, leicht herzförmige Folien mit Herzchen-Design - als liebevolles Geschenk oder verliebte Aufforderung. Diese Kondome kann man(n) unbesorgt rumliegen lassen!

Selbstverständlich entsprechen die Kondome von Pasante allen in der EU vorgeschriebenen Normen. In UK ist Pasante Healthcare einer der erfolgreichsten Kondomproduzenten und arbeiten eng mit dem National Health System zusammen. "Pasante Hearts" Kondome sollen mit ihrem coolen Design animieren Kondome zu benutzen - als Vorbeugung vor AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten durch ungeschütztem Verkehr. Pasante Condoms sind auch für Analverkehr und orale Spielarten geeignet - sicher, und dabei zart und gefühlsecht.



144 einzeln verpackte Kondome, befeuchtet und mit Reservoir, herzförmig abgerundete Folien, nominale Breite 53mm.

Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 144
- Gewicht: 430 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: rot
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd. (MY-MF-000001244)
Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, www.medicallatex.com,
khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: Advena Limited (MT-AR-000000234)
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: Advena Services Ltd (MT-IM-000029828)
Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, advena.mt, importer@advena.mt



Benannte Stelle: (CE 2797) BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com