


Pasante «Super King Size» (Vorratspackung) 144 extrem breite Kondome für den richtig großen Penis

144 extrem breite Kondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 69mm, Länge: 210mm.



GTIN (EAN-13): 5060359483409

Die **Pasante „Super King Size“ Kondome** im **144er-Vorratspack** sind ideal für alle, die eine **extra große Passform** benötigen. Mit einer **nominalen Breite von 69 mm** und einer **Länge von 210 mm** gehören sie zu den größten Kondomen im Sortiment und sorgen für maximalen Komfort ohne einengendes Gefühl.

Diese **extra breiten und langen Kondome** bestehen aus **hochwertigem Naturkautschuklatex** und sind **transparent, zylindrisch geformt mit Reservoir**. Sie sind mit **Silikonöl befeuchtet**, um ein angenehmes Gleitverhalten zu gewährleisten und die Anwendung zu erleichtern. Die **Wandstärke von 0,07 mm** bietet eine ausgewogene Kombination aus Sensibilität und Schutz.

Pasante zählt zu den führenden Marken in Großbritannien und entwickelt Kondome nach höchsten europäischen Sicherheitsstandards. Die **144er-Großpackung** eignet sich perfekt für den regelmäßigen Gebrauch oder professionelle Anwendungen.



Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 144
- Gewicht: 616 g
- Länge: 210 mm
- Nominale Breite: 69 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)
Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, www.medicallatex.com,
khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)
Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, advena.mt, importer@advena.mt



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com