


## Kamyra «Unique C.2 Pull» Kondomkarte mit 3 latexfreien Kondomen



GTIN (EAN-13): 4260233385015

**3 latexfreie Kondome aus AT-10, mit Abziehbändchen. Ultra-weich, gefühlsecht, wärmeleitend, superdünn (0.008mm) und geruchslos. Auch mit ölhaltigen Gleitmitteln verwendbar. Nominale Breite: 60mm. Vegan.**

Die **Kamyra «Unique C.2 Pull» Kondomkarte** ist die ideale Lösung für eine sichere und diskrete Verhütung. Mit **3 latexfreien Kondomen** aus dem **innovativen AT-10 Material** bietet sie Komfort und Schutz in einer kompakten Verpackung. Die **ultradünne Wandstärke von nur 0,008 mm** sorgt für ein besonders **gefühlsechtes Erlebnis**, während das hypoallergene Material für Menschen mit **Latexallergien** geeignet ist. Mit einer **Breite von 60 mm** und einer **Länge von 165 mm** garantieren die Kondome einen sicheren Sitz. Das **Abziehbändchen** erleichtert die Anwendung und sorgt für mehr Hygiene. Dank der Kompatibilität mit **ölhaltigen Gleitmitteln** wie Vaseline oder Massageöl sind die Kondome vielseitig einsetzbar. Die **kreditkartengroße Verpackung** ermöglicht eine unauffällige Mitnahme.



### Produkteigenschaften:

- Marke: Kamyra
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 12 g
- Länge: 165 mm
- Nominale Breite: 60 mm
- Wandstärke: 0,008 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: AT-10, latexfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Kolumbien (CO)



Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **UNIQUE International S.A.S.** (CO-MF-000018348)  
Cra 19A No. 196-23 Bogotá, Kolumbien, [www.uniqcondoms.com](http://www.uniqcondoms.com), [info@uniqcondoms.com](mailto:info@uniqcondoms.com)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **MDI Europe GmbH** (DE-AR-000006218)  
Langenhagener Str. 71, 30855 Langenhagen, Deutschland, [www.mdi-europa.com](http://www.mdi-europa.com), [info@mdi-europa.com](mailto:info@mdi-europa.com)



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)  
Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, [www.adloran.com](http://www.adloran.com), [post@adloran.de](mailto:post@adloran.de)



Benannte Stelle: (CE 0482) **DNV MEDCERT GmbH**  
Pilatuspool 2, 20355 Hamburg, Deutschland, [www.medcert.de](http://www.medcert.de), [medcert-info@dnv.com](mailto:medcert-info@dnv.com)