


ON) «Clinic» 100 Stück (trocken, ohne Reservoir), Maxipack

100 trockene Kondome aus Naturkautschuklatex (Schutzhüllen). Ohne Gleitmittel, transparent, zylindrisch ohne Reservoir, nominale Breite: 52mm.



GTIN (EAN-13): 4025838900441

ON) Clinic -Kondome werden oft auch als medizinische Schutzhüllen für die Sonographie verwendet. Sie bieten einen hygienische Schutz für medizinische Ultraschallsonden. Speziell hergestellt für maximale Flexibilität und Sicherheit während der Untersuchung mit Ultraschall, so dass keine Luftblasen unerwünschte Artefakte produzieren können.

Alle ON) Clinic sind einzeln, hygienisch in einer Folie (55mm x 55mm) verpackt.

Technische Daten:

Produkt: transparent, trocken, gerollt, foliert
Qualität: getestet nach ISO 4074: 2002
Diameter: 34mm
Berstdruck: Min 1.0 kPa
Berstvolumen: Min 18 dm³
Auf Lochfreiheit geprüft

Material: Naturkautschuklatex



Produkteigenschaften:

- Marke: On
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 260 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: trocken
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: ohne Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Richter Rubber Technology Sdn. Bhd. (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: rrt Vertrieb und Service GmbH (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümmel Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: R&S consumer goods GmbH

Wasserburger Landstr. 264, 81827 München, Deutschland, www.rsgermany.de, info@rsgermany.de



Benannte Stelle: (CE 1639) SGS Belgium NV

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com