

GTIN (EAN-13): 5060150680878

Pasante «Climax°» 12 gerippte Kondome mit Spezialbeschichtung (wärmend und kühlend)

12 gerippte Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Thermo-Effekt. 6x wärmend, 6x kühlend. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 52mm.

Die **Pasante Climax°** Kondome bestehen aus **Naturkautschuklatex** und sind mit einer **Spezialbeschichtung** versehen, die entweder einen **wärmenden oder kühlenden Effekt** erzeugt. Die Packung enthält **12 Kondome**, aufgeteilt in **6 wärmende und 6 kühlende Varianten**.

Die **nominale Breite beträgt 52 mm**, die **Länge 190 mm**. Die Kondome sind **transparent, gerippt** und mit **Silikonöl befeuchtet**, um die Gleitfähigkeit zu verbessern. Die zylindrische Form mit Reservoir entspricht gängigen Sicherheitsstandards. Die **Wandstärke beträgt 0,071 mm**, was eine ausgewogene Kombination aus Schutz und Empfindlichkeit ermöglicht.

Die Packung eignet sich für Nutzer, die unterschiedliche sensorische Reize bevorzugen. **Pasante** ist ein britischer Hersteller, der nach europäischen Normen produziert und eng mit Gesundheitsorganisationen zusammenarbeitet.



Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 56 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,071 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: wärmend, kühlend
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Rippen
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)
Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, www.medicallatex.com,
khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)
Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, advena.mt, importer@advena.mt



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com