

incubado

Sicherheitsinformationen

Gegenstand der Erklärung:

Marke: Flexilife

Artikel: flexilife Toilettensitzerhöhung mit Deckel - wahlweise 10 o. 15 cm

SKU: ELD0008-10cm, ELD0008-15cm

EAN: 4260574261368, 4260574261375

Hersteller:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

EU-Verantwortlicher:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

Produktfoto und Bezeichnung:



Toilettensitzerhöhung mit Deckel aus PE
Kunststoff

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

Registergericht Kiel

HRB 18679

VAT-No.: DE 301984991

Kontakt

+49 40 882 159 77

customerservice@incubado.de

www.incubado.de

Geschäftsführer

Mark Stolzenberg

Anthony Carstensen

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse

BIC: HASPDEHHXXX

IBAN: DE72200505501335124390

1. Identifikation und Bewertung von Gefahren

Mechanische Gefahren:

- **Kippgefahr:** Bei unsachgemäßer Befestigung kann die Toilettensitzerhöhung kippen oder verrutschen.
- **Bruchgefahr:** Bei Überschreitung der maximalen Belastung von 150 kg oder bei Materialermüdung könnte der Kunststoff brechen.

Elektrische Gefahren:

- Keine, da das Produkt keine elektrischen Komponenten enthält.

Chemische Gefahren:

- **Materialausdünstungen:** Neue Kunststoffprodukte können flüchtige organische Verbindungen (VOCs) abgeben, die bei empfindlichen Personen Reizungen hervorrufen können.

2. Analyse der potenziellen Risiken

- **Beabsichtigte Verwendung:** Die Toilettensitzerhöhung soll Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Gelenkproblemen eine komfortable und sichere Sitzposition bieten. Bei korrekter Anwendung minimiert sie das Risiko von Stürzen und erleichtert die Körperhygiene.
- **Vorhersehbare Fehlanwendung:** Unsachgemäße Befestigung oder Nutzung durch Personen, die das maximale Gewicht überschreiten, kann zu Unfällen führen. Auch die Verwendung auf nicht standardisierten Toiletten kann problematisch sein.

3. Hinweise zur Risikominimierung und zur Produktsicherheit

- **Sichere Befestigung:** Stellen Sie sicher, dass die Toilettensitzerhöhung fest und sicher auf der Toilette montiert ist. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität.
- **Gewichtsbegrenzung beachten:** Nutzen Sie die Toilettensitzerhöhung nur innerhalb der empfohlenen Gewichtsgrenzen von bis zu 150 kg.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung und ersetzen Sie es bei Bedarf.
- **Einfache Reinigung:** Reinigen und desinfizieren Sie die glatten Oberflächen regelmäßig, um die Hygiene zu gewährleisten.

4. Warnhinweise

- **Achtung:** Stellen Sie sicher, dass die Toilettensitzerhöhung korrekt und fest auf der Toilette montiert ist, um ein Kippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- **Warnung:** Überschreiten Sie nicht die maximale Belastungsgrenze von 150 kg, um Bruchgefahr zu vermeiden.
- **Vorsicht:** Überprüfen Sie regelmäßig die Fixierschrauben und ziehen Sie sie bei Bedarf nach, um die Stabilität zu gewährleisten.
- **Hinweis:** Bei Anzeichen von Materialermüdung oder Beschädigung das Produkt nicht weiter verwenden und umgehend ersetzen.