


Rilaco «Joy» 4 trockene Kondome ohne Gleitmittel - für den sicheren Blowjob

4 Blowjob-Kondome aus Naturkautschuklatex. Trocken (ohne Gleitmittel), naturfarben, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 53mm.




GTIN (EAN-13): 4019141224004

Die Rilaco "Joy" 4 trockenen Kondome sind ideal für alle, die eine sichere und hygienische Lösung für **orale Anwendungen oder trockene Masturbation** suchen. Hergestellt aus **Naturkautschuklatex**, überzeugen sie durch ihre **zylindrische Form mit Reservoir** und eine **nominale Breite von 53 mm**. Dank ihrer **Länge von 185 mm** bieten sie eine optimale Passform und hohen Tragekomfort.

Mit einer **Wandstärke von 0,060 mm** sind diese Kondome besonders robust und zuverlässig. Die **Packung enthält 4 Stück**, sodass eine praktische, kleine Menge zur Verfügung steht. Alle Kondome wurden **elektronisch geprüft**, um höchste Sicherheitsstandards zu erfüllen.

Diese **naturfarbenen Kondome** sind frei von Gleitmitteln und daher besonders für den Einsatz beim **Oralverkehr** oder mit individuellen Gleitmitteln geeignet. Bitte beachten Sie, dass diese Kondome **nicht für Personen mit einer Latexallergie** geeignet sind.



Produkteigenschaften:

- Marke: Rilaco
- Anzahl Kondome: 4
- Gewicht: 14 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Farbe: natur
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: trocken
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen




Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Amor Gummiwaren GmbH** (DE-MF-000007363)
August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt, Deutschland, www.amor.ag, info@amor.ag



Benannte Stelle: (CE 0197) **TÜV Rheinland LGA Products GmbH**
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com