


SensX «Classic Line» 20 klassische Kondome mit verbesserter Passform

20 vegane Kondome aus Naturkautschuklatex, mit verbesserter Passform (Sanduhr-Form). Ohne Latexgeruch. Befeuchtet mit Silikonöl, mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 52-56mm.



GTIN (EAN-13): 8712113518045

SensX «Classic Line» bietet dir 20 hochwertige Kondome mit einer innovativen **Sanduhrform** für verbesserte Passform und Komfort. Die Öffnung ist **56 mm breit**, während der mittlere Bereich mit **52 mm** eng anliegt. Diese Form sorgt für einfaches Abrollen, festen Halt und ein angenehmes Tragegefühl – besonders geeignet für Nutzer, die Wert auf Sicherheit und Komfort legen.

Die Kondome bestehen aus **Naturkautschuklatex** und sind **transparent**, mit einem **Silikonöl-basierten Gleitmittel** versehen. Sie verfügen über ein integriertes Reservoir und sind **frei von unangenehmem Latexgeruch**. SensX produziert ausschließlich **vegane Kondome**, die **ohne tierische Bestandteile** und **ohne Tierversuche** hergestellt werden.

Auch in puncto Nachhaltigkeit überzeugt das Produkt: Die Verpackung ist **FSC-zertifiziert** und verzichtet auf Plastikfolie – ein Plus für umweltbewusste Verbraucher. Jede Einheit ist hygienisch einzeln verpackt.



Diese Kondome vereinen klassische Eigenschaften mit modernen Details – ideal für regelmäßige Nutzung, Einsteiger und alle, die Wert auf Qualität und Natürlichkeit legen.

Produkteigenschaften:

- Marke: SensX
- Anzahl Kondome: 20
- Gewicht: 75 g
- Länge: 200 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Farbe: transparent
- Form: Passform
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Indien (IN)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Indus Medicare Ltd** (IN-MF-000008912)

Begumpet, Suryodaya 1-10-60/3, Hyderabad-500 016, Telangana, Indien, www.indusmedicare.com, indusmedicare.hyd@gmail.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **CEpartner4U** (NL-AR-000000111)

Esdoomlaan 13, 3951 DB Maam, Niederlande, www.cepartner4u.com, office@cepartner4u.com



Importeur: **Bizzy Diamond Healthcare BV** (NL-IM-000001557)

De Limiet 15B, unit B0.29, 4131 NR Vianen, Niederlande, www.bizzydiamond.com, sales@bizzydiamond.com



Benannte Stelle: (CE 0459) **GMED SAS**

1 rue Gaston Boissier, 75015 Paris, Frankreich, lne-gmed.com