

GTIN (EAN-13): 3760097684398

## Ormelle «Female Condom» 1 französisches Frauenkondom aus Latex

**1 Frauenkondom aus Naturkautschuklatex, für selbstbestimmte Verhütung. Befeuchtet, elastisch und reißfest, One Size - nominale Breite: 74mm, passt fast jedem Mann und jeder Frau!**

Mit dem Ormelle Female Condom haben Frauen die Möglichkeit, die aktive Rolle bei der Verhütung und Prävention von AIDS und Infektionskrankheiten zu übernehmen. Zudem ist das Ormelle das ideale Kondom, um einem Erektionsverlust des Mannes durch die störende Unterbrechung des Liebesspiels vorzubeugen.

Es besteht aus einem die Vagina auskleidenden Latex-Beutel, der an einem äußeren, runden Rahmen befestigt ist und am anderen Ende einen elastischen Plastikring enthält, der dafür sorgt, dass der Beutel in der Vagina verbleibt. Durch reichlich Gleitmittel ist das Einführen besonders einfach. Durch die Kombination von dem natürlichen Sekret der Scheidenwand mit dem Gleitmittel wird dafür gesorgt, daß das Frauenkondom so gut an der Scheideninnenwand haftet und deshalb als eine sehr dünne zweite Haut bezeichnet werden kann.


Besonders breit! Nominale Breite: 74mm!

Länge: 167-183mm

Wandstärke ~ 0,1mm

Das Ormelle Frauenkondom ist einfach anzuwenden; in der Packung befindet sich auch eine ausführliche, bebilderte Anleitung.

Packung mit 1 Stück.



### Produkteigenschaften:

- Marke: Ormelle
- Anzahl Kondome: 1
- Gewicht: 28 g
- Länge: 165 mm
- Nominale Breite: 75 mm
- Wandstärke: 0,100 mm
- Form: Spezial
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Herkunftsland: Indien (IN)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Cupid Ltd** (IN-MF-000033199)

A-68, MDIC, Sinnar, Nashik-422113, Indien, [www.cupidlimited.com](http://www.cupidlimited.com), [qa@cupidlimited.com](mailto:qa@cupidlimited.com)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Obelis s.a.** (BE-AR-000000106)

Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgien, [www.obelis.net](http://www.obelis.net), [regulatory@obelis.net](mailto:regulatory@obelis.net)



Importeur: **Sugant SAS** (FR-IM-000000370)

7 RUE DU HAUT BOUTRON, LOT 10, 78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE, Frankreich, [sugant.eu/fr/](http://sugant.eu/fr/), [sugant@wanadoo.fr](mailto:sugant@wanadoo.fr)



Benannte Stelle: (CE 2460) **DNV Product Assurance AS**

Veritasveien 3, 1363 Høvik, Norwegen, [www.dnv.com](http://www.dnv.com)