


## Amarelle «Safety» 100 Kondome für alle Gelegenheiten, Vorratstüte

**100 Standardkondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrische Form mit Reservoir. Nominale Breite: 54mm.**



GTIN (EAN-13): 4260231451941

Die **Amarelle „Safety“ Kondome** bieten Ihnen mit diesem Vorratspack gleich **100 Standardkondome** für einen langfristigen Schutz. Diese transparenten Kondome bestehen aus Naturkautschuklatex und zeichnen sich durch ihre zuverlässige Haltbarkeit und eine angenehme Passform mit **54 mm nominaler Breite** aus. Die **zylindrische Form mit Reservoir** gewährleistet eine hohe Sicherheit, während die **Silikonöl-Beschichtung** eine hervorragende Gleitfähigkeit garantiert und den Tragekomfort steigert.

Diese Kondome sind mit einer Wandstärke von **0,060 mm** besonders sicher und strapazierfähig, was sie ideal für den regelmäßigen Gebrauch macht. Die Fertigung unter strengen Qualitätskontrollen in Malaysia sichert höchste Hygienestandards und Verlässlichkeit. Die Marke Amarelle setzt sich aktiv für den Schutz der Gesellschaft ein, indem ein Teil der Verkaufserlöse an die Deutsche AIDS-Hilfe und die HOPE Stiftung fließt. So unterstützen Sie durch Ihren Kauf wichtige Gesundheitsinitiativen und leisten einen Beitrag zur Förderung sozialer Verantwortung.



Die umweltfreundliche Vorratstüte aus Papier ermöglicht eine praktische Aufbewahrung und unterstreicht das Engagement der Marke für nachhaltige Lösungen. Die Amarelle „Safety“ Kondome kombinieren höchste Qualität, Sicherheit und soziale Verantwortung in einem Vorratspack für alle Gelegenheiten.

### Produkteigenschaften:

- Marke: Amarelle
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 268 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 54 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.  
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.  
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.  
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.  
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.  
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)  
Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, [www.medicallatex.com](http://www.medicallatex.com),  
[khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



**EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: Advena Limited** (MT-AR-000000234)  
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prrc@advena.mt](mailto:prrc@advena.mt)



**Importeur: ecoaction GmbH** (DE-IM-000035308)  
Herrmann-Heinrich-Gossen-Str. 4, 50858 Köln, Deutschland, [www.ecoaction.eu](http://www.ecoaction.eu), [info@ecoaction.de](mailto:info@ecoaction.de)



**Benannte Stelle: (CE 2797) BSI Group The Netherlands B.V.**  
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, [www.bsigroup.com](http://www.bsigroup.com),  
[info.nl@bsigroup.com](mailto:info.nl@bsigroup.com)