


## MyONE «Custom Fit» Maßkondome, Größe 47D (12 St.)

**MyONE Maßkondome in Größe 47D (ehemals B66). Nominale Breite: 47mm, Länge: 132mm. Befeuchtet, transparent, zylindrisch mit Reservoir. Extradünn (0.055mm)!**



GTIN (EAN-13): 0726893510784

MyONE Maßkondome in Größe 47 D  
Nominale Breite: 47mm, Länge: 132mm

MyONE «Custom Fit» Maßkondome in Größe 47D bieten durch **52 Größen**, kombiniert aus **10 Längen und 9 Breiten**, eine präzise Passform. Die Maße 47 mm Breite und 132 mm Länge sorgen für sicheren Sitz und einfaches Abrollen. Hergestellt aus **Sensatex™ Latex**, sind die Kondome mit einer Wandstärke von 0,055 mm **30 % dünner** und ermöglichen so eine angenehmere Nutzung. Die transparente, zylindrische Form, das vollständig befeuchtete Material und das Reservoir bieten zusätzlichen Schutz und Komfort. Jedes Kondom wird dreifach elektronisch geprüft, um gleichbleibende Qualität sicherzustellen. Die Packung enthält 12 Premium-Kondome, die für regelmäßigen Gebrauch geeignet sind. Mithilfe des **FitKit™** können Sie Ihre passende Größe einfach ermitteln.



**Vor der ersten Benutzung von MyOne-Kondomen sollten Sie mit unserem nebenstehenden [FitKit™](#) die für Sie empfohlene Kondomgröße ermitteln.**

### Produkteigenschaften:

- Marke: MyOne
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 100 g
- Länge: 132 mm
- Nominale Breite: 47 mm
- Wandstärke: 0,055 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.  
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.  
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.  
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.  
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.  
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**




**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)  
PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,  
[www.karex.com.my](http://www.karex.com.my), [khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)  
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prrc@advena.mt](mailto:prrc@advena.mt)



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)  
Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, [www.adloran.com](http://www.adloran.com), [post@adloran.de](mailto:post@adloran.de)



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**  
Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)