


EXS «Delay Endurance» 12 aktverlängernde Kondome für Leidenschaft (fast) ohne Ende

12 aktverlängernde Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Lidokain.
Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 53mm.



GTIN (EAN-13): 8413554102069

Die **EXS «Delay Endurance» Kondome** im praktischen 12er Pack sind ideal für verlängerte intime Momente. **Mit Lidokainhydrochlorid**, einem Gleitmittel, das unterstützend wirken kann, bieten diese Kondome optimalen Schutz und Komfort. **Hergestellt aus Naturkautschuklatex und mit Silikonöl befeuchtet**, sorgen sie für sanftes Gleiten und ein angenehmes Tragegefühl. Die **zylindrische Form mit Reservoir** und die **nominale Breite von 53 mm** gewährleisten eine sichere Passform. Mit einer Länge von 190 mm bieten sie zuverlässigen Schutz. Jedes Kondom wird elektronisch geprüft, um höchste Qualitätsstandards zu erfüllen. EXS, eine renommierte britische Marke, steht seit über 30 Jahren für Qualität und Innovation. Perfekt für Paare, die ihre gemeinsamen Momente verlängern möchten.



Produkteigenschaften:

- Marke: EXS
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 45 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Besonderheiten: Verzögernd
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: aktverlängernd
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Materialeigenschaften: Vegan, Spermizidfrei, Parfümfrei, Geschmacksneutral, Farbstofffrei
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Spanien (ES)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **CEX International, S.A.** (ES-MF-000000392)

Carrer Canigó, 6, 08520 Llerona, Barcelona, Spanien, www.cexint.com, cex@cexint.com



Importeur: **LTC Healthcare Europe Ltd.**

Unit 3D, North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork, T23 AT2P, Irland,
www.ltchealthcare.co.uk, info@ltchealthcare.co.uk



Benannte Stelle: (CE 0318) **Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios**

C/ Campezo 1, 28022 Madrid, Spanien, certificaps.gob.es, secretariacncps@certificaps.gob.es