


## RFSU «Tight» (Easy On with Perfect Slim Fit) 10 schmale Kondome, die nicht abrutschen

**10 schmale Kondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 49mm, Länge: 175mm.**

Dieses etwas engere Qualitätskondom besteht aus Naturkautschuk-Latex und bleibt mit Sicherheit an seinem Platz. Es ist speziell geeignet für Jugendliche zwischen 15-20 Jahren, da diesen die genormten Präservative häufig zu groß sind. Und rutschen soll ein gutes Kondom natürlich nicht, schließlich will man sich ja vor einer ungewollten Schwangerschaft und Ansteckungen mit Krankheiten schützen. Mit Gleitcrème und Reservoir.

Länge: 175 mm, Dicke: 0.06mm, Breite: 49mm

Die Firma RFSU AB ist ein Unternehmen des schwedischen Reichsverbandes für Sexualerziehung (gegründet 1933) RFSU. Einer der wichtigsten Gründe RFSU Kondome zu kaufen ist, daß diese Kondome nach den strengsten möglichen Standards getestet sind: der RFSU Norm. Die RFSU Norm verbindet nicht nur die verschiedenen Anforderungen der Europäischen Standards und der ISO-Standards, RFSU hat seine eigenen, noch strengeren Maßstäbe hinzugefügt.



GTIN (EAN-13): 7310577140102



### Produkteigenschaften:

- Marke: RFSU
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 32 g
- Länge: 175 mm
- Nominale Breite: 49 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Schweden (SE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: RFSU AB (SE-MF-000008574)**

Box 1279, Färögatan 33, 164 29 Kista, Schweden, [www.rfsu.com](http://www.rfsu.com), [info@rfsu.com](mailto:info@rfsu.com)



**Benannte Stelle: (CE 2862) Intertek Medical Notified Body AB**

Torshamnsgatan 43, Box 1103, 164 22 Kista, Schweden, [www.intertek.com](http://www.intertek.com), [imnb@intertek.com](mailto:imnb@intertek.com)