


EXS Vorratsbeutel «Jumbo 69» 144 extrem breite Kondome

144 extrem große Kondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 69mm, Länge: 221mm.



GTIN (EAN-13): 5027701006709

Der EXS Vorratsbeutel «Jumbo 69» bietet **144 transparente Kondome** aus **Naturkautschuklatex**, speziell entwickelt für größere Anforderungen. Mit einer **nominalen Breite von 69 mm** und einer Länge von 223 mm bieten diese zylindrischen Kondome eine komfortable Passform und optimale Sicherheit. Die mit **Silikonöl befeuchtete Oberfläche** sorgt für ein geschmeidiges Erlebnis, während das integrierte Reservoir zusätzlichen Schutz bietet. Diese Großpackung ist ideal für Nutzer, die Wert auf Qualität und Vorrat legen. Entwickelt von LTC Healthcare, einem führenden Hersteller aus Großbritannien, und gefertigt in Malaysia, erfüllen die Kondome höchste Qualitätsstandards. Eine perfekte Wahl für Männer, die breite und zuverlässige Kondome bevorzugen.



Produkteigenschaften:

- Marke: EXS
- Anzahl Kondome: 144
- Gewicht: 552 g
- Länge: 223 mm
- Nominale Breite: 69 mm
- Wandstärke: 0,067 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Materialeigenschaften: Vegan, Spermizidfrei, Parfümfrei, Geschmacksneutral, Farbstofffrei, Benzocainfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.** (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümme Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: **LTC Healthcare Europe Ltd.**

Unit 3D, North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork, T23 AT2P, Irland,
www.ltchealthcare.co.uk, info@ltchealthcare.co.uk



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com