


Skins «Banana» 4 Kondome mit feinem Bananenaroma - ohne Latexgeruch

4 fruchtige Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Bananen-Aroma. Ohne Latexgeruch. Stark befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 55mm.



GTIN (EAN-13): 5037353004299

Die **Skins Banana Kondome in der 4er-Packung** sind ideal für alle, die fruchtige Aromen schätzen und dabei nicht auf Schutz und Qualität verzichten möchten.

Hergestellt aus **hochwertigem Naturkautschuklatex**, sind sie mit einem **angenehmen Bananenaroma** und einem **Hauch Vanille** versehen. Der typische Latexgeruch entfällt vollständig.

Mit einer **nominalen Breite von 55mm**, einer **Länge von 190mm** und einer **Wandstärke von 0,060mm** bieten sie Komfort und Sicherheit. Die **zylindrische Form mit Reservoir** unterstützt einfaches Abrollen.

Jedes Kondom ist einzeln verpackt. Dank des **extra feuchten Silikon-Gleitmittels** lässt sich das Kondom komfortabel anwenden und sorgt für angenehme Gleitfähigkeit.

Ideal als kompakte Packung für unterwegs oder zum Kennenlernen der Marke Skins.



Produkteigenschaften:

- Marke: SKINS
- Anzahl Kondome: 4
- Gewicht: 17 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 55 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Aroma: Banane
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: extra feucht
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: China (CN)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Dalian Latex Co., Ltd.**

CWP8+9RX, Pulandian District, Dalian, Liaoning, 116299, China, www.dalianlatex.com, dlrjc8@126.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **CEpartner4U** (NL-AR-000000111)

Esdoomlaan 13, 3951 DB Maam, Niederlande, www.cepartner4u.com, office@cepartner4u.com



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 0197) **TÜV Rheinland LGA Products GmbH**

Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com