

incubado

Sicherheitsinformationen

Gegenstand der Erklärung:

Marke: Flexilife

Artikel: Duschklapsitz BASIC zur Wandmontage

SKU: ELD0015

EAN: 4260574266622

Hersteller:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

EU-Verantwortlicher:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

Produktfoto und Bezeichnung:



Duschklapsitz BASIC zur
Wandmontage

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

Registergericht Kiel

HRB 18679

VAT-No.: DE 301984991

Kontakt

+49 40 882 159 77

customerservice@incubado.eu

www.incubado.de

Geschäftsführer

Mark Stolzenberg

Anthony Carstensen

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse

BIC: HASPDEHHXXX

IBAN: DE72200505501335124390

1. Identifikation und Bewertung von Gefahren, die vom Produkt ausgehen könnten

- **Mechanische Gefahren:** Der Duschklapsitz könnte bei unsachgemäßer Installation oder bei Überschreitung der maximalen Belastung von 100 kg brechen oder sich lösen, was zu Stürzen führen kann. Die Klappfunktion könnte bei unsachgemäßer Handhabung zu Quetschungen oder Einklemmen von Fingern führen.
- **Chemische Gefahren:** Die Materialien wie Aluminium und PP-Kunststoff könnten potenziell schädliche Chemikalien enthalten, die bei Hautkontakt oder durch Ausdünstungen freigesetzt werden könnten.
- **Elektrische Gefahren:** Es bestehen keine elektrischen Gefahren, da der Duschklapsitz keine elektrischen Komponenten enthält.

2. Analyse der potenziellen Risiken in Bezug auf die beabsichtigte und vorhersehbare Verwendung des Produkts

- **Beabsichtigte Verwendung:** Der Duschklapsitz ist für den Einsatz in der Dusche vorgesehen, um einen sicheren und bequemen Sitzplatz während des Duschens zu bieten.
- **Vorhersehbare Fehlanwendung:** Nutzer könnten den Sitz übermäßig belasten oder unsachgemäß montieren, was zu einem Versagen des Produkts führen könnte. Eine unsachgemäße Nutzung der Klappfunktion könnte zu Verletzungen führen.

3. Hinweise zur Risikominimierung und zur Produktsicherheit

- **Installation:** Stellen Sie sicher, dass der Duschklapsitz von einer qualifizierten Person an einer geeigneten Wand installiert wird. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Dübel, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- **Regelmäßige Überprüfung:** Kontrollieren Sie regelmäßig die Befestigung des Sitzes und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf nach, um die Stabilität zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Klappfunktion auf reibungslose Bedienung.
- **Maximale Belastung:** Beachten Sie die maximale Belastungsgrenze von 100 kg und verwenden Sie den Sitz nicht als Kletterhilfe oder für andere nicht vorgesehene Zwecke.
- **Materialpflege:** Reinigen Sie die Sitzfläche regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln, um die Langlebigkeit des Materials zu gewährleisten und chemische Rückstände zu vermeiden.

4. Erstelle Warnhinweise zu dem Produkt die GPSR konform sind

- **Warnung:** Der Duschklapsitz muss gemäß der Anleitung montiert werden. Unsachgemäße Installation kann zu schweren Verletzungen führen.

- **Achtung:** Überschreiten Sie nicht die empfohlene maximale Belastung von 100 kg. Der Sitz ist nicht als Kletterhilfe geeignet.
- **Vorsicht:** Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung des Sitzes und die Funktion der Klappmechanik. Lockere Schrauben oder fehlerhafte Klappmechanismen können die Sicherheit beeinträchtigen.
- **Hinweis:** Verwenden Sie nur die mitgelieferten Befestigungsmaterialien. Bei Unsicherheiten lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.