

# Waschanleitung Lagerungshilfen

## Thermische Desinfektionswäsche:

10 Minuten bei 90 °C oder 15 Minuten bei 85 °C

**Wichtig!**  
Gut ausspülen!

## Chemothermische Desinfektionswäsche:

15 Minuten bei 60 °C mit Produkten auf Basis von Persäuren

## Dampfdesinfektion:

möglich

## Trocknen:

Tumbler Trocknung bis 100 °C (Trocknertrocknung)



**medicott**

Die Sporen von Schimmelpilzen sind als Allergie-Auslöser weithin bekannt. Mit besonderem verfahrenstechnischen Aufwand lässt sich ihr schädlicher Einfluss bekämpfen. Wir haben deshalb die Bezugstoffe unserer Betten und Kissen weitestgehend nach dem Medicott-Verfahren ausgerüstet.

- » verhindert bei entsprechender Pflege die Bildung und Einnistung gefährlicher Schimmelpilze - z. B. Stockflecken - auch bei längerer Feuchtigkeit
- » verzichtet auf Fungizide, Mikrobizide und Bakterizide
- » schont die Baumwollfaser und unterstützt ihre Strapazierfähigkeit