


Pasante «Cooling» (Vorratspackung) 144 gerippte Kondome mit Spezialbeschichtung (kühlend)

144 gerippte Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Kälte-Effekt. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 52mm.



GTIN (EAN-13): 5060150681134

Kühlrippen Kondome von Pasante!

Das coole Kondom mit der kühlenden Spezialbeschichtung hat eine leicht aktverlängernde Wirkung für Ihn. Die Kondome sind gerippt, damit Sie die die Kühle noch intensiver spüren.

Vorteilspackung mit 144 befeuchteten Latex-Kondomen.

Englische Kondome entsprechen allen geltenden EU-Normen und -standards. Pasante Healthcare gehört zu den führenden Kondomproduzenten in Großbritannien und arbeitet nicht nur auf dem freien Markt, sondern ist auch eng mit dem National Health System (in Großbritannien) verbunden und auf dem Gebiet der sexuellen Aufklärung in der Öffentlichkeit tätig. Auch hier in Deutschland lohnt es sich Kondome von Pasante zu kaufen. Denn hier erhalten Sie Spitzenqualität zum günstigen Preis.



Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 144
- Gewicht: 460 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,071 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: wärmend, kühlend
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Rippen
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)
Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, www.medicallatex.com,
khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)
Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, advena.mt, importer@advena.mt



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com