


Mister Size «53» fein & gediegen - 3 Maßkondome

3 gefühlsechte Maßkondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 53 mm.



GTIN (EAN-13): 4260605480072

Mister Size 53 Maßkondome bieten eine **maßgeschneiderte Passform** für Nutzer, die Wert auf Sicherheit und ein **natürliches Gefühl** legen. Die Kleinpackung mit **3 Kondomen** ist ideal, um die Qualität von Mister Size kennenzulernen. Mit einer **ultradünnen Wandstärke** von nur **0,05 mm** garantieren diese Kondome ein **intensives Gefühl**, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Die **nominale Breite von 53 mm** und die **Länge von 185 mm** sorgen für einen festen, angenehmen Sitz. Hergestellt aus hochwertigem **Naturkautschuklatex**, sind die Kondome **transparent**, mit einem **silikonbasierten Gleitmittel** beschichtet und angenehm anzuwenden. Die **zylindrische Form** mit Reservoir bietet zusätzliche Sicherheit und einfache Handhabung. Mister Size überzeugt mit **sieben Größen**, die jedem Nutzer eine optimale Passform bieten.



MISTER SIZE 53 feiner Gediegene

Produkteigenschaften:

- Marke: Mister Size
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 21 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,050 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)
PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,
www.karex.com.my, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Vinergy GmbH** (DE-IM-000037288)
Bahnhofstr. 19, 78224 Singen, Deutschland, www.vinergy.de, info@vinergy.de



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**
Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com