

## Pasante «Extra» 3 extra starke Kondome für härtere Beanspruchungen

**3 extra starke Kondome aus Naturkautschuklatex (0.093mm). Stark befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 52mm.**


Diese Kondome sind extra stark und ideal für härtere Beanspruchungen. Mit einer Wandstärke von 0,093mm bieten sie zusätzlichen Schutz und Sicherheit. Diese Kondome sind aus Naturkautschuklatex gefertigt, transparent und stark befeuchtet mit Silikonöl. Sie verfügen über eine zylindrische Form mit Reservoir.

### Eigenschaften:

*Extra stark, Naturkautschuklatex, befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 52mm, Länge: 190mm, Wandstärke: 0,093mm*

Diese Kondome sind besonders geeignet für härtere Beanspruchungen u.a. Analverkehr und bieten zusätzlichen Komfort und Sicherheit. Die Kondome sind einzeln eingeschweißt, elektronisch geprüft und entsprechen allen geltenden EU-Normen und -Standards. Sie sind nicht spermizid beschichtet und enthalten keine tierischen Inhaltsstoffe.

Pasante ist eine renommierte Marke in Großbritannien und arbeitet eng mit dem National Health System zusammen. Die Pasante Extra Safe Kondome bieten hohe Qualität zu einem günstigen Preis und sind eine zuverlässige Wahl für sicheren und komfortablen Gebrauch.



GTIN (EAN-13): 5032331008405



### Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 18 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,093 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)  
Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, [www.medicallatex.com](http://www.medicallatex.com),  
[khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



**EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: Advena Limited** (MT-AR-000000234)  
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prrc@advena.mt](mailto:prrc@advena.mt)



**Importeur: Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)  
Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, [advena.mt](http://advena.mt), [importer@advena.mt](mailto:importer@advena.mt)



**Benannte Stelle: (CE 2797) BSI Group The Netherlands B.V.**  
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, [www.bsigroup.com](http://www.bsigroup.com),  
[info.nl@bsigroup.com](mailto:info.nl@bsigroup.com)