

## Pasante «Hearts» 144 romantische Kondome für Verliebte, in Herz-Folien


**144 romantische Kondome aus Naturkautschuklatex, in herzförmigen Folien. Befeuchtet mit Silikonöl, rot, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 53mm.**

Die **Pasante Hearts Kondome** verbinden **Sicherheit mit Romantik!** Diese **hochwertigen Kondome aus Naturkautschuklatex** sind mit einer **befeuchteten Oberfläche** für sanftes Gleiten ausgestattet. Das besondere Highlight: **herzförmige, bedruckte Folienverpackungen**, die jedes Kondom zu einem liebevollen Detail machen.

Mit einer **nominalen Breite von 53 mm**, einer **zylindrischen Form mit Reservoir** und einer **angenehmen Passform** bieten die Pasante Hearts Kondome Schutz bei **vaginalem, oralem und analem Sex**. Sie eignen sich perfekt als **Geschenk für Verliebte oder für romantische Überraschungen**.

Die Packung enthält **144 einzeln verpackte Kondome**, ideal für den langfristigen Gebrauch oder den professionellen Bedarf. Hergestellt in **Malaysia**, erfüllen diese Kondome höchste **internationale Sicherheitsstandards** und werden **elektronisch geprüft**.

Ob als stilvolle Geste oder für mehr Spaß im Schlafzimmer – die Pasante Hearts Kondome sind **die perfekte Kombination aus Schutz, Komfort und romantischem Design**.



GTIN (EAN-13): 5060150685415



### Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 144
- Gewicht: 430 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: rot
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)

Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, [www.medicallatex.com](http://www.medicallatex.com),  
[khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prrc@advena.mt](mailto:prrc@advena.mt)



Importeur: **Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)

Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, [advena.mt](http://advena.mt), [importer@advena.mt](mailto:importer@advena.mt)



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, [www.bsigroup.com](http://www.bsigroup.com),  
[info.nl@bsigroup.com](mailto:info.nl@bsigroup.com)