Produktdatenblatt Stand: 27.12.2024

Glyde Ultra «Wildberry» 100 violette Kondome mit Waldfrucht-Aroma, zertifiziert mit der Vegan-Blume

100 vegane Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Waldfrucht-Aroma. Gefühlsecht und reißfest, befeuchtet mit Silikonöl ohne Zusätze, zylindrisch mit Reservoir, lila, nominale Breite: 53mm.



GTIN (EAN-13): 9343359000033

Die Glyde Ultra «Wildberry»-Kondome in der 100er-Packung sind die perfekte Wahl für eine umweltbewusste und ethische Verhütungsmethode. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, tragen sie das Vegan Society Zertifikat und bieten ein angenehmes Waldfrucht-Aroma. Mit einer nominalen Breite von 53 mm und einer dünnen Wandstärke von nur 0,062 mm sorgen sie für ein natürliches Gefühlserlebnis. Dank der Double-Dipping-Technologie sind sie besonders reißfest und sicher. Die violette Farbe und das befeuchtete Silikonöl machen diese Kondome zur idealen Wahl für bewusste Konsumenten.



Produkteigenschaften:

· Marke: Glyde

Anzahl Kondome: 100Gewicht: 308 gLänge: 180 mm

Nominale Breite: 53 mm
Wandstärke: 0,062 mm
Aroma: Waldbeeren
Farbe: violett
Form: zylindrisch
Gleitmittel: befeuchtet
Material: Latex, hypoallergen
Reservoir: mit Reservoir
Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



<u>Hersteller:</u> Innolatex Sdn. Bhd. (MY-MF-000001246)

Lot 591&594, Persiaran Raja Lumu, Pandamaran Industrial Estate, Port Klang, Selangor 42000, Malaysia, www.innoltx.com, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: Advena Limited (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: Adloran GmbH (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 0123) TÜV SÜD Product Service GmbH

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com