


Fair Squared «XXL 64» 8 besonders große Fair-Trade-Kondome, vegan

8 große Öko-Kondome aus fair gehandeltem Naturkautschuklatex, vegan hergestellt. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 64mm.



GTIN (EAN-13): 4260365856919

Die Fair Squared «XXL 64» Kondome bieten eine extra große Passform für optimalen Komfort und zuverlässigen Schutz. Mit einer **nominalen Breite von 64 mm** und einer Länge von 205 mm sind sie ideal für Nutzer, die mehr Raum benötigen. Hergestellt aus **fair gehandeltem Naturkautschuklatex** und **vegan zertifiziert**, stehen sie für ethischen Konsum und Nachhaltigkeit. Die **zylindrische Form** und das **Silikon-Gleitmittel** sorgen für eine sanfte Anwendung und angenehmen Tragekomfort. Durch CO₂-Kompensation ist die Produktion klimafreundlich, was diese Kondome zur verantwortungsvollen Wahl für bewusste Anwender macht.



Produkteigenschaften:

- Marke: Fair Squared
- Anzahl Kondome: 8
- Gewicht: 46 g
- Länge: 205 mm
- Nominale Breite: 64 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen




Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist




Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)
PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,
www.karex.com.my, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Fair Squared GmbH** (DE-IM-000035307)
Hermann-Heinrich-Gossen-Str. 4, 50858 Köln, Deutschland, www.fairsquared.com, info@fairsquared.com



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**
Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com