



GTIN (EAN-13): 8414606480500

Sensitex «Dediles» 144 vegane Fingerkondome, befeuchtet und ohne Reservoir

144 Fingerkondome – Zylindrische, mit Gleitgel befeuchtete Fingerlinge aus Naturkautschuklatex mit bequemer Passform, Nominale Breite: 27mm, Länge: 80mm, Dicke: 0,045mm

Sensitex «Dediles» vegane Fingerkondome stehen für effektiven Schutz und Hygiene in medizinischen Bereichen sowie bei sensiblen Tätigkeiten. Gefertigt aus erstklassigem Naturkautschuklatex, zeichnen sie sich durch ihre angenehme Passform und hohe Flexibilität aus.

Die Finger Kondome bieten mit einer Breite von 27mm und einer Länge von 80mm optimalen Schutz. Eine Dicke von 0,045mm garantiert dabei ein natürliches Tastgefühl. Durch ihre **transparente Beschaffenheit** und das *parabenfreie Gleitmittel* sind sie besonders für empfindliche Anwendungen geeignet.

- In jeder Packung befinden sich 144 Fingerkondome.
- Sie sind vegan, enthalten keine tierischen Produkte und sind tierversuchsfrei.
- Zugelassen durch die spanische Agentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte.



Entsprechend den strengsten Qualitätsstandards, werden Sensitex Fingerkondome zu 100% elektronisch überprüft, um höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit zu garantieren. Sie bieten nicht nur in medizinischen Einrichtungen, sondern auch im privaten Gebrauch eine effektive hygienische Barriere und tragen zur Verhinderung von Kontaminationen bei.

Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen oder Beratung zur Produktauswahl.

Produkteigenschaften:

- Marke: Sensitex
- Anzahl Kondome: 144
- Gewicht: 202 g
- Länge: 80 mm
- Nominale Breite: 27 mm
- Wandstärke: 0,045 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: ohne Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Fingerlinge sind keine Kondome im Sinne des MPG und somit nicht als Verhütungsmittel zu verwenden. Fingerlinge aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Fingerlinge sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie den Fingerling nicht mehr benutzen. Gebrauchte Fingerlinge gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur latexgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Richter Rubber Technology Sdn. Bhd. (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: rrt Vertrieb und Service GmbH (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümme l Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: Condonia S.L.

C/Varsovia, 40, 2-2, 08041 Barcelona, Spanien, www.condonia.com/, info@condonia.com