


Chaps «Classic Natur» 12 Kondome für volle Verkehrssicherheit

12 hochwertige Kondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 52mm.



GTIN (EAN-13): 4044571221217

Die **Chaps Classic Natur Kondome** bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Komfort und Qualität. Hergestellt aus **Naturkautschuklatex** und mit **Silikonöl** befeuchtet, ermöglichen diese Kondome ein sanftes und angenehmes Gleiterlebnis. Mit einer **nominalen Breite von 52 mm** und einer Länge von 185 mm bieten sie eine optimale Passform, die sich angenehm anfühlt und zuverlässigen Schutz gewährleistet.

Das transparente Design und die zylindrische Form mit Reservoir sorgen für zusätzliche Sicherheit und einfache Anwendung. Jedes Kondom wird **elektronisch geprüft**, um höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu erfüllen. Die praktische **12er-Packung** eignet sich ideal für regelmäßige Anwendungen oder für unterwegs.

Die Marke **Chaps**, eine renommierte deutsche Marke im Bereich der sexuellen Gesundheit, steht für höchste Qualität und Präzision. Alle Produkte werden dermatologisch getestet, um eine optimale Hautverträglichkeit zu gewährleisten. Mit einem Fokus auf umweltfreundliche Verpackungen und natürliche Rohstoffe setzt Chaps auf Nachhaltigkeit und Sicherheit.



Die perfekte Lösung für sichere und angenehme Intimität mit den **Chaps Classic Natur Kondomen**. Vertrauen Sie auf eine Marke, die für Sicherheit, Qualität und Umweltbewusstsein steht.

Produkteigenschaften:

- Marke: Chaps
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 38 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: MedDevice GmbH (DE-MF-000010381)

Gustav-Winkler-Straße 50, 33699 Bielefeld, Deutschland, www.meddevice.eu, info@meddevice.eu



Benannte Stelle: (CE 0297) DQS Medizinprodukte GmbH

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt, Deutschland, www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/,
medizinprodukte@dqs-med.de