


## Control «SENSUAL Dots & Lines» 6 tiefgehend stimulierende Kondome

**6 stimulierende Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Noppen und Rippen. Befeuchtet mit Silikonöl, Passform mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 53mm.**




GTIN (EAN-13): 8411134140838

Die **Control Sensual Dots & Lines Kondome** in der **6er-Packung** sind perfekt für Paare, die ihr Liebespiel intensivieren möchten. Die Außenseite dieser transparenten Kondome ist mit **strategisch platzierten Noppen und Rippen** versehen, die eine tiefgehende Stimulation bieten und das gemeinsame Erlebnis bereichern.

Mit einer **nominalen Breite von 53 mm** und einer Länge von **193 mm** passen die Kondome optimal und sitzen dank der speziellen Passform perfekt. Die befeuchtete Oberfläche mit **Silikonöl** sorgt für eine angenehme Anwendung, während das Reservoir zusätzlichen Schutz und Komfort bietet.

Hergestellt aus hochwertigem **Naturkautschuklatex** und produziert in Spanien unter strengen europäischen Normen, garantieren die **Control Sensual Dots & Lines Kondome** höchste Qualität, Sicherheit und außergewöhnliche Stimulation. Ideal für Paare, die intensivere Momente erleben möchten.



### Produkteigenschaften:

- Marke: Control
- Anzahl Kondome: 6
- Gewicht: 60 g
- Länge: 193 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,100 mm
- Farbe: transparent
- Form: Passform
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Noppen und Rippen
- Herkunftsland: Spanien (ES)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.  
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.  
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.  
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.  
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.  
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Tecnilatex S.A.** (ES-MF-000000284)

C/ Fraguas 2, 28932 Alcorcón, Madrid, Spanien, [www.artsana.com](http://www.artsana.com), [es.act@artsana.com](mailto:es.act@artsana.com)



**Benannte Stelle: (CE 2797) BSI Group The Netherlands B.V.**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, [www.bsigroup.com](http://www.bsigroup.com),  
[info.nl@bsigroup.com](mailto:info.nl@bsigroup.com)