



Glyde Ultra «Cola» 10 schwarze Kondome, Cola-Aroma, Vegan-Blume

10 vegane Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Cola-Aroma. Gefühlsecht und reißfest, befeuchtet mit Silikonöl ohne Zusätze, zylindrisch mit Reservoir, schwarz, nominale Breite: 53mm.



GTIN (EAN-13): 9343359000453

Die Glyde Ultra «Cola» Kondome vereinen **Nachhaltigkeit** und **Sicherheit**. Diese **vegan zertifizierten Kondome** bestehen aus **Naturkautschuklatex** und sind mit einem **Cola-Aroma** versehen. Mit einer **Breite von 53 mm** und einer **Länge von 180 mm** bieten sie **optimalen Schutz** und eine **angenehme Passform**. Dank des **Double-Dipping-Verfahrens** sind sie **besonders reißfest** bei **dünner Wandstärke**. Die Kondome sind mit einem **silikonbasierten Gleitmittel** befeuchtet, das frei von Parabenen und Glycerin ist, um Hautirritationen zu vermeiden. Sie überzeugen durch ihre **hypoallergene Beschaffenheit** und die **Zertifizierung durch die Vegan-Blume**.



Produkteigenschaften:

- Marke: Glyde
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 44 g
- Länge: 180 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,062 mm
- Aroma: Cola
- Farbe: schwarz
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex, hypoallergen
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Innolates Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001246)

Lot 591&594, Persiaran Raja Lumu, Pandamaran Industrial Estate, Port Klang, Selangor 42000, Malaysia,
www.innoltx.com, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com