


## Pasante «Intensity»(Ribs & Dots) 3 erregungsintensive Kondome mit Rillen und Noppen

**3 erregungsintensive Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Rippen und Noppen. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, anatomisch mit Reservoir, nominale Breite: 52mm.**



GTIN (EAN-13): 5060359483218

Ein einfaches anatomisch geformtes Kondom ist Ihnen zu langweilig? Dieses anatomisch geformte Kondom bietet mehr: Rillen und Noppen steigern das Erlebnisgefühl für beide Partner. Die Rillen verstärken Ihre Gefühle bei jeder Bewegung - bis zum Höhepunkt. Sorgfältig herausgearbeitete Perlnoppen versprechen Ihnen ein aufregendes Vergnügen zu zweit! Bei jedem Stoß kommen Sie dem Höhepunkt näher und näher..

Probierpackung mit 3 befeuchteten Latex-Kondomen, 52 mm nominale Breite (Kopfteil: 62mm!)

Englische Kondome entsprechen allen geltenden EU-Normen und -standards. Pasante Healthcare gehört zu den führenden Kondomproduzenten in Großbritannien und arbeitet nicht nur auf dem freien Markt, sondern ist auch eng mit dem National Health System (in Großbritannien) verbunden und auf dem Gebiet der sexuellen Aufklärung in der Öffentlichkeit tätig. Auch hier in Deutschland lohnt es sich Kondome von Pasante zu kaufen. Denn hier erhalten Sie Spitzenqualität zum günstigen Preis.



### Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 18 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,085 mm
- Farbe: transparent
- Form: großer Kopfteil
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Noppen und Rippen
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.  
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.  
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.  
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.  
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.  
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)  
Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, [www.medicallatex.com](http://www.medicallatex.com),  
[khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



**EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: Advena Limited** (MT-AR-000000234)  
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prrc@advena.mt](mailto:prrc@advena.mt)



**Importeur: Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)  
Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, [advena.mt](http://advena.mt), [importer@advena.mt](mailto:importer@advena.mt)



**Benannte Stelle: (CE 2797) BSI Group The Netherlands B.V.**  
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, [www.bsigroup.com](http://www.bsigroup.com),  
[info.nl@bsigroup.com](mailto:info.nl@bsigroup.com)