

GTIN (EAN-13): 4002448205005


Durex «Intensity XXL» 8 extra große, ultradünne & latexfreie Marken Kondome

8 latexfreie ultradünne Marken Kondome aus Nitrilkautschuk. Extra dünn, befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 61mm.

Durex «Intensity XXL» richtet sich an Männer mit größerem Penisumfang, die auf Komfort, Sicherheit und Gefühl nicht verzichten möchten. Mit einer **nominalen Breite von 61mm** bieten diese Kondome eine geräumige, angenehme Passform – ohne Engegefühl.

Die Kondome bestehen aus **Nitrilkautschuk**, sind daher **latexfrei und hypoallergen**, ideal für empfindliche Haut oder Allergiker:innen. Die **ultradünne Wandstärke ($0,06\text{mm}$)** sorgt für ein gefühlsechtes Erlebnis durch direkte Wärmeübertragung. Die Form ist **zylindrisch mit Reservoir**, die Oberfläche **glatt, transparent und silikonbeschichtet**.

Durex «Intensity XXL» ist frei von Farbstoffen, Parfüm, Spermiziden und Benzocain. Dank der **extra feuchten Silikonbeschichtung** wird eine sehr gute Gleitfähigkeit erreicht – für sichere und komfortable Anwendung. Die Packung enthält 8 einzeln versiegelte Kondome, jedes **elektronisch geprüft**.



Ein Produkt mit hoher Verträglichkeit und Markenqualität, hergestellt in Großbritannien unter medizinischen Standards – für unbeschwernte Intimität bei größerer Passform.

Produkteigenschaften:

- Marke: Durex
- Anzahl Kondome: 8
- Gewicht: 40 g
- Nominale Breite: 61 mm
- Besonderheiten: Gefühlsecht
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: extra feucht
- ungefähre Länge: normal (175 -190 mm)
- Material: Nitrilkautschuk (latexfrei, hypoallergen)
- Materialeigenschaften: Spermizidfrei, Parfümfrei, Latexfrei, Hypoallergen, Geschmacksneutral, Farbstofffrei, Benzocainfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- ungefähre Wandstärke: dünn (unter 0,06 mm)
- Herkunftsland: Großbritannien (GB)



Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



MD Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Innolates (Thailand) Limited** (TH-MF-000001249)

E 1-6 Export Processing Zone, Southern Industrial Estate, Village 4, Chalung Sub-district, Hatyai District, Songkhla 90110, Thailand, www.karex.com.my, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Reckitt Benckiser Healthcare B.V.** (BE-IM-000040224)

Researchdreef 20, 1070 Brussel, Belgien, www.reckitt.com, regulatory.affairs@reckitt.com



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com