


## Safe «Perform Safe» Condoms, 5 Kondome für ausdauernde Sicherheit

**5 verzögernde Kondome aus Naturkautschuklatex, mit dickerem Material an der Spitze. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 56mm.**

Safe Perform, das holländische Kondom für längeren Genuss. Aktverlängernd durch dickeres Material an der Spitze, nicht durch Chemikalien. So entsteht mehr Genuss auf natürliche Art. Bequem, komfortabel und gut - eben einfach SAFE.

Het Safe Performance Condoom zorgt ervoor dat je als man het klaarkomen kunt uitstellen. Het bijzondere ontwerp van dit condoom is aan de top iets dikker dan bij de rest van het condoom, dit zorgt ervoor dat het gevoeligste deel van de penis minder prikkels krijgt waardoor je het nog langer vol kunt houden op een natuurlijke manier.



GTIN (EAN-13): 8718801920817



### Produkteigenschaften:

- Marke: Safe
- Anzahl Kondome: 5
- Gewicht: 22 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 56 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Aroma: Vanille
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Thailand (TH)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Thai Nippon Rubber Industry Public Company Ltd.** (TH-MF-000012641)  
789/13 Moo 1 Pnthong Industrial Estate, Nongkham, Sriracha, Chonburi 20110, Thailand, [www.tnrcondom.com](http://www.tnrcondom.com),  
[technical@tnrcondom.com](mailto:technical@tnrcondom.com)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Obelis s.a.** (BE-AR-000000106)  
Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgien, [www.obelis.net](http://www.obelis.net), [regulatory@obelis.net](mailto:regulatory@obelis.net)



Importeur: **Eropartner**  
Tomatenmarkt 1, 1681 PH Zwaagdijk, Niederlande, [www.eropartner.com](http://www.eropartner.com), [info@eropartner.com](mailto:info@eropartner.com)



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**  
Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)