


Unilatex «Red - Strawberry Aroma» 144 rote Kondome mit Erdbeer-Aroma

144 Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Erdbeer-Aroma. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, rot, nominale Breite: 53mm.



GTIN (EAN-13): 8437004395214

Die **Unilatex „Red – Strawberry Aroma“ Kondome** bieten eine gelungene Kombination aus Schutz, Aroma und Farbe. In **leuchtendem Rot** gestaltet und mit **dezentem Erdbeerduft**, bringen sie einen zusätzlichen sensorischen Reiz ins Spiel.

Das **144er-Pack** ist besonders praktisch für Vielnutzer, Einrichtungen oder als Vorrat. Die Kondome bestehen aus **Naturkautschuklatex**, sind **zylindrisch mit Reservoir**, befeuchtet mit **silikonbasiertem Gleitmittel** und verfügen über eine **nominale Breite von 53mm** bei einer Länge von **185mm**. Die mittlere Wandstärke von ca. **0,06–0,07mm** sorgt für zuverlässige Anwendung bei angenehmem Tragegefühl.



Sie sind einzeln hygienisch verpackt und sofort einsatzbereit. Nicht zur wiederholten Verwendung geeignet. Latex kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen. Vor Wärme, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

Produkteigenschaften:

- Marke: Unilatex
- Anzahl Kondome: 144
- Gewicht: 502 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Aroma: Erdbeer
- Farbe: rot
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- ungefähre Wandstärke: mittel (0,06 bis 0,07 mm)
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex




Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen




Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Eurolatex Sdn. Bhd.** (MY-MF-000003748)

Plot 33, Kuala Ketil Industrial Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.eurolatex.net,
deveneurolatex@gmail.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Wellkang Ltd.** (XI-AR-000001836)

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Rd. Derry, BT48 8SE, Irland, www.CE-marking.eu,
AuthRep@CE-marking.eu



Importeur: **Dreamlove S.A.U.**

Calle Abastos 13, 41410 Sevilla, Spanien, www.dreamlove.eu, info@dreamlove.es



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com