









	Hersteller
	Gebrauchsanweisung beachten
	Mindesthaltbarkeit
	Informationsbeilage beachten
	Nach Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen
	Frei von Formaldehyd
	Vor Nässe schützen
	CE-Kennzeichnung

	Unsteril
	Medizinprodukt
	Chargencode
	Artikelnummer
	Eindeutige Produkt-identifizierungsnummer
	Untere Temperaturgrenze
	Vor Sonneneinstrahlung schützen

Anwendung



1 Spray auf die gesunde Haut aufsprühen



3 Elektrode auf die Haut aufbringen



2 Überschüssiges Spray abwischen