



GTIN (EAN-13): 8719934015180

EasyGlide «Flavoured» 10 aromatisierte Kondome für mehr Geschmack

10 aromatisierte Kondome (Erdbeer, Mango, Banane) aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, farbig, nominale Breite: 53mm.

Die EasyGlide «Flavoured» Kondome vereinen zuverlässigen Schutz mit einer geschmacklichen Vielfalt. Diese Packung enthält **10 aromatisierte Kondome** mit den Geschmacksrichtungen **Erdbeer, Mango und Banane**. Die Kondome bestehen aus hochwertigem **Naturkautschuklatex**, haben eine **nominale Breite von 53 mm** und sind mit **Silikonöl** befeuchtet, um eine geschmeidige Gleitfähigkeit zu gewährleisten. Die zylindrische Form ermöglicht ein einfaches Abrollen und sorgt für einen sicheren Sitz während der Anwendung. Jedes Kondom ist farbig – in Rot, Orange oder Gelb – und verfügt über ein Reservoir. EasyGlide-Kondome werden unter strengen Qualitätskontrollen einzeln elektronisch geprüft und erfüllen internationale Sicherheitsstandards. Hergestellt in **Malaysia** und importiert durch **EQOM Purchasing B.V.**, stehen diese Kondome für Qualität und ein sicheres, angenehmes Erlebnis. Mit EasyGlide entscheiden Sie sich für Schutz und Komfort kombiniert mit einer geschmackvollen Note.



Produkteigenschaften:

- Marke: EasyGlide
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 48 g
- Länge: 180 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Aroma: Mango, Erdbeer, Banane
- Farbe: rot, orange, gelb
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- ungefähre Wandstärke: mittel (0,06 bis 0,07 mm)
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt

Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung

Hersteller: Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd. (MY-MF-000001244)

Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, www.medicallatex.com, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: Advena Limited (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: EQOM Purchasing B.V. (NL-IM-000039862)

Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam, Niederlande, www.eqom.com, info@eqom.com



Benannte Stelle: (CE 2797) BSI Group The Netherlands B.V.

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com, info.nl@bsigroup.com