


Pasante «Love» (Vorratspackung) 144 Motivkondome mit freizügiger Comfort-Form

144 Motiv-Kondome aus Naturkautschuklatex, mit 66mm-Kopfteil. Bedruckte Folien in vier Designs. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, Comfort-Form mit Reservoir, nominale Breite: 54mm.



GTIN (EAN-13): 5060359485069

Die **Pasante Love Motivkondome** bieten eine **sichere und komfortable Anwendung** mit einer besonderen **Comfort-Form**. Dank des **vergrößerten Kopfbereichs** ermöglichen sie eine angenehme Passform und Bewegungsfreiheit.

Diese **befeuchteten Latexkondome** haben eine **nominale Breite von 54 mm**, eine **Länge von 190 mm** und sind mit **Silikonöl-Gleitmittel** versehen. Das transparente Design wird durch **vier unterschiedliche Folienverpackungen** ergänzt – je 36 Stück pro Motiv.

Das **144er-Vorratspack** eignet sich für regelmäßige Nutzung und bietet eine **praktische Großpackung für Langzeitnutzer**. **Pasante**, ein etablierter britischer Hersteller, produziert nach **EU-Normen und internationalen Sicherheitsstandards**.

Diese Kondome bestehen aus **Naturkautschuklatex** und sollten nicht von Personen mit **Latexallergien** verwendet werden.



Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 144
- Gewicht: 446 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 54 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Besonderheiten: Komfortabel
- Farbe: transparent
- Form: großer Kopfteil
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Materialeigenschaften: Vegan, Spermizidfrei, Parfümfrei, Geschmacksneutral, Farbstofffrei, Benzocainfrei, Alkoholfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- Medizinprodukt: ja
- Siegel: BSI Kitemark
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)

Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, www.medicallatex.com,
khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)

Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, advena.mt, importer@advena.mt



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com